

Siga estas instrucciones para que le envíen un kit de prueba Complete el siguientes pasos para cada prueba.

1. Obtenga su código de cupón de prueba de Lodi COVID-19 en la escuela.
2. Las pruebas solicitadas antes de las 9:30 a.m. PST de lunes a viernes se entregarán el próximo día. Los pedidos realizados el sábado antes de las 9:30a.m. PST se entregarán el lunes. Los pedidos realizados el sábado después de las 9:30a.m. PST o el domingo se entregarán el Martes. El envío se retrasará un día más si realiza el pedido en un federal holiday. **Tenga en cuenta que UPS está cerrado los domingos.**
3. **Visit lodiUSD.azova.com** para solicitar su prueba COVID-19 canjeando su Código de cupón. Seleccione la opción para "Enviarme un kit de prueba".
4. **Responda** las preguntas de la evaluación previa a la selección en nombre de la persona que está tomando la prueba.
5. Si es nuevo en AZOVA, **haga clic en "Registrarse como paciente"**. Si ya tiene una cuenta, ingrese su nombre de usuario y contraseña e **inicie sesión** .
 - a. Si realiza un pedido para su dependiente, primero cree su propia cuenta y agregue su propia información como titular de la cuenta. Luego, agregue su la información del dependiente en la pantalla donde pregunta quién es el paciente.
 - b. Todos los adultos independientes deben crear su propia cuenta y solicitar una prueba para ellos mismos.
 - c. Recuerde anotar su nombre de usuario y contraseña.
6. Ingrese su dirección de **envío**.
7. Ingrese el **código de cupón** que le proporcionó la escuela.
8. Complete todo el **formulario de admisión** . Esto genera la orden de laboratorio y es obligatorio para fines de informes.
9. **Su kit de prueba (Test Kit) se enviará a través de UPS. Repita este proceso para cada kit de prueba (Test Kit).**
10. Cuando esté listo para realizar la prueba, **siga todas las instrucciones del kit de prueba, incluidas:**
 - a. **Registre la ID del kit** (el código de barras en el costado del tubo) yendo a register.azova.com e ingresando el número de identificación del código de barras

desde el costado del tubo de recogida de saliva. Esto vinculará su muestra a su pedido de laboratorio. Siga los pasos de las instrucciones para recolectar su muestra de saliva.

- b. **Tenga en cuenta: los resultados no se pueden garantizar a menos que registre el ID del kit. Le recomendamos que también tome una fotografía del código de barras en el lado del tubo para sus registros**
11. **Coloque la muestra** en la bolsa de riesgo biológico adjunta y complete la información hoja con el nombre y apellido, correo electrónico y fecha de nacimiento de la persona que toma la prueba. Agregue esta hoja al bolsillo lateral de la bolsa de riesgo biológico y coloque la bolsa de riesgo biológico en su caja de envío con la etiqueta de envío de devolución adjunta.
12. Lleve su muestra a la **tienda UPS** más cercana antes de la hora límite para el aire del día siguiente. entrega. Puede consultar los horarios de corte en www.ups.com/locator, pero nosotros le recomiendo que llame a su tienda local para confirmar. No lleses su kit a un buzón o una tienda de envío que no sea de UPS, ya que la entrega puede retrasarse o no ser posible.
13. Se le notificará cuando el laboratorio reciba su kit y recibirá un correo electrónico y SMS con un enlace para iniciar sesión y ver sus resultados **dentro de las 12 a 48 horas desde el hora en que el laboratorio recibe su kit**. AZOVA agregará automáticamente los resultados de su prueba a sus Credenciales COVID TM dentro de su cuenta AZOVA.
14. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Llame al **833.245.2454**