

## Orientação aos pais para o teste rápido doméstico BinaxNOW

### Começando:

- A. Baixe o aplicativo NAVICA da Apple App Store ou Google Play Store em seu smartphone ou tablet. O código QR está na caixa.
- B. Faça login ou crie uma conta NAVICA - crie um perfil gerenciado para quaisquer filhos ou outros dependentes que você planeja testar no ícone “Conta e configurações” na parte superior da tela.
- C. Não abra o teste.
- D. O teste BinaxNOW é autorizado para indivíduos a partir de quatro anos, mas uma criança com menos de 15 anos deve ter um adulto para passar o cotonete.

### Quando você chegar em casa:

- A. Não abra o teste até que seja instruído a fazê-lo pelo inspetor de telessaúde.
- B. Lave ou desinfete as mãos. Certifique-se de que estão secas antes de começar.
- C. Acesse [ohio.emed.com](http://ohio.emed.com) e selecione "Iniciar teste".
- D. Em seguida, o usuário clica no botão “Login com NAVICA” e use suas credenciais de conta NAVICA criadas no APP para prosseguir. Haverá uma série de perguntas para se preparar para a visita com o inspetor do eMed. Assim que o usuário responder a essas perguntas e clicar em “Continuar”, a sessão de teste com o inspetor do eMed começará.
- E. Posicione a câmera como visto abaixo:
  
- F. Guarde a manga branca da caixa de teste com o código QR. Você precisará escanear o código QR no cartão de teste com sua webcam em dois momentos distintos.
- G. Siga as instruções do inspetor de telessaúde.
- H. Se você não tiver acesso a um computador ou internet, ligue para (844) -943-0753.

### Resultados:

- A. Você pode encontrar os detalhes do resultado em "Resultados".

